

PCR para COVID-19 en saliva

TIPO DE MUESTRA: Saliva.

AYUNO: No.

PREPARACIÓN PREVIA

Ver indicaciones toma de muestras biológicas para determinaciones de COVID-19.

OBSERVACIONES

- Las muestras deberán ser recolectadas teniendo en cuenta todas las normas de bioseguridad.
- Instructivo para la toma de muestra de saliva:

La muestra a recolectar debe ser a primera hora de la mañana. **Al levantarse y sin cepillarse los dientes el paciente debe enjuagar con agua la boca. Luego deberá empezar a juntar abundante saliva en su boca (durante 20-30 segundos) y salivar directamente en un primer envase** tipo frasco de 120 cc estéril (de urocultivo), cuidando de no contaminar externamente el recipiente. Ver Figura.

Un volumen de muestra de 2 mililitros es suficiente. Cerrar bien el frasco.



El frasco debe estar debidamente rotulado con su **nombre y DNI**.

Colocar el frasco con la saliva dentro de un segundo envase (bolsa de bioseguridad) y cerrar bien. **Refrigerar hasta su entrega en el laboratorio**

Los envases debe retirarlos de nuestras sedes.

- Remitir la muestra en el doble envase al laboratorio entre las 8 y las 12 hs de Lunes a Viernes
- Extremar cuidados en el lugar dónde junta la muestra para no contaminar y proceder a limpiar las superficies con alcohol 70% ó lavandina 20% luego de la recolección.